

Anticuerpo Policlonal Anti-IL21 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Hbe4

Número de artículo: CM0030122



Introducción

El pAb de conejo anti-IL21 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IL-21 humano, de ratón y de rata, una citocina clave en la regulación inmune. Adecuado para la investigación de células Tfh, centros germinales y respuestas de anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL21 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Especie	Humano
ID de Gen	59067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-162 del IL21 humano (NP_068575.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HBE4
Peso Proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo