

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL21 Para Wb Y Elisa - Q9Hbe4

Número de artículo: CM0005678



### Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo IL21 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con IL21 humano, una citocina clave en la generación de células Tfh y las respuestas de anticuerpos. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IL21 mAb de Conejo                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | Za11; IL-21; CVID11; IL21                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 59067                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-162 del IL21 humano (NP_068575.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                            |
| SWISS               | Q9HBE4                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 17KDa/18KDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |