


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Número de artículo: CM0004307



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL22 humano (Interleucina-22), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de inflamación y barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL22 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	50616
ID de Gen	50616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-179 del IL22 humano (NP_065386.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZX6
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo