

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL22 Para Wb, Elisa - Q9Jjy9

Número de artículo: CM0018793



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IL22 de ratón, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Reconoce una citocina esencial para la integridad de la barrera epitelial y la regeneración tisular. - Q9JJY9

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo IL22
Observaciones/Alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa; IL22
Especie	Ratón
ID del gen	50929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-179 de IL22 de ratón. (NP_058667.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9JJY9
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo