

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL22 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Número de artículo: CM0029871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL22 humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humana, ratón y rata. Ideal para estudios de inflamación, función de barrera epitelial y medicina regenerativa. SWISS: Q9GZX6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL22 Rabbit pAb
Notas/Alias	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	50616
ID del gen	50616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-179 de IL22 humana (NP_065386.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZX6
Peso molecular de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo