

Anticuerpo Policlonal Anti-IL22Ra1 Para Wb, Elisa - Q8N6P7

Número de artículo: CM0016181



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL22RA1 humano (IL22R, CRF2-9), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular predicho 63 kDa. Una herramienta valiosa para la investigación de la señalización de IL-22.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL22RA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	58985
ID de Gen	58985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-230 de IL22RA1 humano (NP_067081.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6P7
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo