


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL23R Para Fc - Q5Vwk5

Número de artículo: CM0011771



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor de interleucina-23 humano (IL23R), conjugado con . Diseñado para citometría de flujo (FC). Reconoce el receptor implicado en la activación de linfocitos T y células NK, con relevancia en procesos autoinmunes e inflamatorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human IL23R mAb
Observaciones/Alias	PSORS7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	149233
GeneID	149233
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5VWK5
Peso molecular de la proteína	41kDa/43kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo