


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL23R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Número de artículo: CM0003320



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra IL23R humano (alias PSORS7). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización del receptor IL23 e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL23R Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PSORS7; IL23R
Especie	Humano
GeneID	149233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-629 de la IL23R humana (NP_653302.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VWK5
Peso de la proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo