


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL23R Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q5Vwk5

Número de artículo: CM0021148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IL23R humano, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 510-629). Ideal para la investigación de la vía IL23/Th17 y de las enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL23R pAb de conejo
Observaciones/Alias	PSORS7; IL23R
Especie	Humana
ID del gen (humano)	149233
ID del gen	149233
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-629 de IL23R humano (NP_653302.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q5VWK5
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo