


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13007

Número de artículo: CM0020188



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo IL24 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación de la respuesta inmune mediada por IL24, oncogénesis y señalización de citoquinas antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL24 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11009
GeneID	11009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-140 de la IL24 humana (NP_001172085.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13007
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo