


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL25 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H293

Número de artículo: CM0028792



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la IL25 humana (IL-17E). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de respuestas inmunitarias Th2 y vías de señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IL25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL17E; IL25
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	64806
ID del gen	64806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 33-177 de la IL25 humana (NP_073626.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H293
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo