

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL26 Para Wb, Elisa - Q9Nph9

Número de artículo: CM0005754

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad específico para la Interleucina-26 humana (IL26). Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación de inmunidad mucosa y enfermedad inflamatoria intestinal. Banda predicha ~20kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL26 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AK155; IL-26; IL26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55801
GeneID	55801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-154 de la IL26 humana (NP_060872.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPH9
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo