

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL26 Para Wb, Elisa - Q9Nph9

Número de artículo: CM0021753

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra IL26 humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios de inmunidad mucosa, enfermedad inflamatoria intestinal y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL26 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AK155; IL-26; IL26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55801
GeneID	55801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-100 de IL26 humano (NP_060872.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NPH9
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo