


Anticuerpo Policlonal Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Para Wb, Elisa - P14784

Número de artículo: CM0028232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra IL2RB humano (CD122/IL15RB), validado para Western blot (WB) y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización de receptores de IL-2 e IL-15.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL2RB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3560
ID de Gen	3560
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 316-431 de IL2RB humano (NP_000869.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14784
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo