

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL3 Para Wb, Elisa - P08700

Número de artículo: CM0030912



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IL-3 (interleucina-3, UniProt P08700), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con IL-3 humana y de ratón, un factor de crecimiento hematopoyético clave. Inmunógeno recombinante (aa20-152). Ideal para investigación en citoquinas e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3562
GeneID	3562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-152 de IL3 humana (NP_000579.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08700
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo