

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL31 Para Wb, Elisa - Q6Ebc2

Número de artículo: CM0015777

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL-31 humana, validado para Western blot y ELISA. Reconoce la IL-31 humana, de ratón y de rata. Diseñado para la investigación sobre la señalización de citocinas y la inmunidad cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL31 Rabbit pAb
Observaciones/alias	IL-31; IL31
Especie	Humana
ID del gen (humano)	386653
ID del gen	386653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-164 de la IL31 humana (NP_001014358.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q6EBC2
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo