

Anticuerpo Policlonal Anti-IL31Ra Para Wb, Elisa - Q8Ni17

Número de artículo: CM0029612



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad alfa del receptor de interleucina-31 humana (IL31RA). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Explore el prurito mediado por IL31 y la inmunidad cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL31RA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Especie	Humano
ID de Gen	133396 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-321 de IL31RA humana (NP_001284501.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NI17
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo