

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL33 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Número de artículo: CM0006954



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra IL-33 humano (IL-1F11, NF-HEV). Adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Diseñado para investigadores que estudian respuestas inmunes Th2, inflamación alérgica y regulación transcripcional nuclear. Se envía en bolsa con hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL33 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	90865
ID de Gen	90865
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 109-270 del IL33 humano (NP_001300974.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95760
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa con hielo