


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL33 Para Wb, Elisa - Q8Bvz5

Número de artículo: CM0019299



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL-33 de ratón, validado para WB y ELISA. Detecta IL-33 de ratón y rata. Adecuado para estudiar la respuesta Th2, la función de alarma y la regulación transcripcional nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL33 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	IL-33; IL1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Especie	Ratón
GeneID (humano)	90865
GeneID (ratón)	77125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 109-266 de IL-33 de ratón (NP_598536.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8BVZ5
Peso proteico	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo