


Anticuerpo Policlonal Anti-IL36A Para Wb, Elisa - Q9Uha7

Número de artículo: CM0030883



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL36A humano (FIL1 épsilon, IL-1F6) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de IL-36 en enfermedades inflamatorias de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL36A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27179
GeneID	27179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-158 de IL36A humano (NP_055255.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHA7
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo