


Anticuerpo Policlonal Anti-IL36G Para Wb, Elisa - Q9Nzh8

Número de artículo: CM0025748



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la IL36G humana, una citoquina de la familia IL-1. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de respuestas inflamatorias, psoriasis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL36G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-169 de la IL36G humana (NP_062564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZH8
Peso Molecular	19kDa
Envío	Bolsa de hielo