

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL36R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Número de artículo: CM0014708



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL36R humano (receptor similar a IL-1 2), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para estudiar la señalización de IL-36 en respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL36R Conejo pAb
Observaciones/Alias	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8808
ID del Gen	8808
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 de IL36R humano (NP_003845.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HB29
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo