


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL3Ra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26951

Número de artículo: CM0025031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a IL3RA humano (CD123), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de células hematopoyéticas y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL3RA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3563
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IL3RA humano (NP_002174.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26951
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo