


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL4 Para Wb Y Elisa - P05112

Número de artículo: CM0005739



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la interleucina-4 humana (IL4), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigar la activación de células B, la conmutación de clase de IgE y la señalización de citoquinas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3565
ID de Gen	3565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-153 de la IL4 humana (NP_000580.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humanoano
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo