

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL4 Para Wb, Elisa - P07750

Número de artículo: CM0006910

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IL-4 de ratón, validado para WB y ELISA. Ideal para investigación en regulación inmune, inflamación y respuestas de células B. - P07750.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IL4
Observaciones/Alias	IL-4; BSF-1; IL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3565
GeneID	16189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-140 de IL4 de ratón (NP_067258.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07750
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo