


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-IL6R Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

Número de artículo: CM0024101



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra IL6R humana, validado para WB, IHC-P y ELISA; reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de IL6 en inflamación, inmunidad y enfermedades crónicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL6R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Especie	Humana
GeneID	3570
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-320 de IL6R humana (NP_000556.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P08887
Peso de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo