


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL6St Para Wb, If/Icc, Elisa - P40189

Número de artículo: CM0020300



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IL6ST humano (gp130, CD130), adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL6ST Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3572
GeneID	3572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 751-918 de IL6ST humano (NP_002175.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40189
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo