


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL6St Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

Número de artículo: CM0016990



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a IL6ST/gp130 humano (CD130), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de citocinas de la familia IL-6, la respuesta inmune y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL6ST Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3572
ID del gen	3572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 678-857 de IL6ST humano (NP_001177910.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40189
Peso de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo