

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL7 Para Wb Y Elisa - P13232

Número de artículo: CM0007463



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la IL-7 humana. Validado para WB y ELISA. La IL-7 es una citocina hematopoyética clave que regula el desarrollo de las células T y B. Peso de la proteína: 20 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-7; IL7
Especie	Humana
GeneID	3574 (humana)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-177 de la IL7 humana (NP_000871.1)
Fuente	Común
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13232
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo