

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL7 Para Wb, Elisa - P13232

Número de artículo: CM0022153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Interleucina-7 (IL-7) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el desarrollo de linfocitos, la homeostasis de células T y B, y las vías de señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL-7; IL7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3574
GeneID	3574
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 26-177 de la IL-7 humana (NP_000871.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13232
Peso Molecular de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo