


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P10145

Número de artículo: CM0006502



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL8 humano (Interleucina-8), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Objetivo: quimioquina implicada en la inflamación y la quimiotaxis de neutrófilos. Inmunógeno: proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL8 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3576
ID de Gen	3576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-99 del IL8 humano (NP_000575.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo