


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL8 Para Wb Y Elisa - P10145

Número de artículo: CM0015279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a IL-8/CXCL8 humano, validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la quimiotaxis de neutrófilos y las respuestas inflamatorias. Presenta reacción cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IL8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Especie	Humano
GeneID (humano)	3576
GeneID	3576
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-99 de IL8 humano (NP_000575.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo