


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL8 Para Wb, Elisa - P10145

Número de artículo: CM0020426



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la interleucina-8 humana (IL-8/CXCL8), validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para el estudio de respuestas inflamatorias mediadas por quimioquinas y la activación de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3576
GeneID	3576
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10145
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo