

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL9 Para Wb, Fc, Elisa - P15248

Número de artículo: CM0007697



Introducción

Este anticuerpo monoclonal recombinante de conejo se dirige a la IL-9 humana (SWISS: P15248). Validado para Western blot, citometría de flujo (intracelular) y ELISA, es ideal para estudiar respuestas inmunitarias contra parásitos, diferenciación de linfocitos T y función de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-IL9 de conejo
Notas/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Especie	Humano
ID génico (Humano)	3578
ID génico	3578
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-144 de la IL9 humana (NP_000581.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15248
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo