

Anticuerpo Policlonal Anti-IL9R (Conejo) Para Wb Y Elisa - Q01113

Número de artículo: CM0028325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de interleucina-9 humano (IL9R, CD129). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en inmunología y parasitología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL9R pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD129; IL-9R; IL9R
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3581
ID de Gen	3581
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del IL9R humano (XP_011529456.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01113
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo