

Anticuerpo Policlonal Anti-Ilf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12906

Número de artículo: CM0021280



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ILF3 (NF90), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA en especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar proteínas de unión a ARN en la biogénesis de ARN circulares, la regulación transcripcional y la defensa antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ILF3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Especie	Humano
GeneID (humano)	3609
GeneID	3609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 del ILF3 humano (NP_036350.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12906
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo