

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ilf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12906

Número de artículo: CM0004174



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra ILF3 humano (UniProt Q12906). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda de 95kDa. Ideal para investigar la biogénesis de circARN, la regulación transcripcional y las respuestas antivirales innatas.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ILF3
Observaciones/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3609
GeneID	3609
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de ILF3 humano (Q12906)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12906
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo