

Anticuerpo Policlonal Anti-Ilk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13418

Número de artículo: CM0012869



Introducción

ILK Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína andamio ILK, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ILK humana, de ratón y de rata, y es útil para estudios en adhesión celular, migración y dinámica de adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ILK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3611
GeneID	3611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de ILK humana (NP_001014795.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13418
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo