

Anticuerpo Policlonal Anti-Ilkap Para Wb Y Elisa - Q9H0C8

Número de artículo: CM0013452

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ILKAP (PP2C-DELTA), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la adhesión celular, la señalización de factores de crecimiento y la actividad fosfatasa relacionada con el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ILKAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	80895
GeneID	80895
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-392 de ILKAP humano (NP_110395.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9H0C8
Peso molecular	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo