


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ilt5/Cd85A (Lilrb3) () Para Citometría De Flujo - O75022

Número de artículo: CM0011595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra ILT5/CD85a (LILRB3) humano para citometría de flujo. Validado en muestras humanas; detecta el receptor inhibidor de 69-71 kDa en monocitos y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	, anticuerpo de conejo anti-ILT5/CD85a humano
Observaciones/alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; receptor B3 similar a la inmunoglobulina de los leucocitos
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11025
ID del gen	11025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-418 de ILT5/CD85a humano (NP_006855.3).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75022
Peso de la proteína	69 kDa/71 kDa
Envío	Bolsa de hielo