

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Immt Para Wb, Ihc-P, If/Icc - Q16891

Número de artículo: CM0027135

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IMMT humano (Mitofilin, MIC60) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la arquitectura de la membrana interna mitocondrial y la morfología de las crestas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IMMT Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
Especie	Humano
ID del gen	10989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-270 de IMMT humano (NP_006830.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16891
Peso de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo