


Anticuerpo Policlonal Anti-Impa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Número de artículo: CM0026471



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo contra IMPA1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas en inositol monofosfatasa 1 (IMPA1), una enzima clave en la señalización de fosfatidilinositol y la vía sensible al litio. Ideal para investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IMPA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Especie	Humano
ID de Gen	3612
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-277 del IMPA1 humano (NP_005527.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29218
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo