


Anticuerpo Policlonal Anti-Impdh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Número de artículo: CM0025319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IMPDH2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce IMPDH2 humano, de ratón y de rata (~56 kDa), una enzima clave en la síntesis de nucleótidos de guanina. Ideal para la investigación del cáncer y estudios del metabolismo de nucleótidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IMPDH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Especie	Humano
GeneID	3615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-514 del IMPDH2 humano (NP_000875.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12268
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo