


Anticuerpo Policlonal Anti-Impdh2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P12268

Número de artículo: CM0017531



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IMPDH2 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra la inosina-5'-monofosfato deshidrogenasa 2, una enzima clave en la síntesis de novo de nucleótidos de guanina (SWISS P12268).

[Aprende más](#)

Nombre del producto	pAb de conejo contra IMPDH2
Observaciones/Sinónimos	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3615
GeneID	3615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-514 de IMPDH2 humana (NP_000875.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P12268
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo