


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Importina 9 / Ranbp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P70

Número de artículo: CM0003619



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a Importina 9 (RANBP9), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del transporte nuclear y las funciones de las chaperonas de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Importina 9 / RANBP9 mAb de conejo
Observaciones/Alias	Imp9; Importina 9 / RANBP9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55705
ID del gen	55705
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Importina 9 / RANBP9 humana (Q96P70)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P70
Peso de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo