

Anti-Importina Alfa 5/Kpna1 Mab De Conejo - P52294

Número de artículo: CM0007261



Introducción

Anticuerpo monoclonal contra la Importina Alfa 5 (KPN1) humana validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de mecanismos de transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Importina Alfa 5/KPNA1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importina Alfa 5/KPNA1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3836
GeneID	3836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la Importina Alfa 5/KPNA1 humana (NP_002255.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52294
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo