


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inadl Para Wb, Elisa - Q8Ni35

Número de artículo: CM0024778



Introducción

INADL Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo generado contra INADL humano utilizando un péptido sintético como inmunógeno. Se recomienda para WB y ELISA, reconociendo INADL humano y de ratón, una proteína andamio de unión estrecha.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INADL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10207
ID del Gen	10207
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8Ni35
Peso Proteico	196kDa
Envío	Bolsa de hielo