


Anticuerpo Policlonal Anti-Incenp Para Wb Y Elisa - Q9Nqs7

Número de artículo: CM0018338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra INCENP humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la detección de INCENP en muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de la mitosis y la segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	INCENP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	INCENP
Especie	Humano
GeneID (humano)	3619
GeneID	3619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 785-914 del INCENP humano (NP_064623.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NQS7
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo