


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Indoletilamina N-Metiltransferasa (Temt) Para Wb, Elisa - O95050

Número de artículo: CM0002510



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la Indoletilamina N-metiltransferasa humana (TEMT), adecuado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de ~29 kDa; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en metilación y detoxificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TEMT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TEMT
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11185
ID del gen	11185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la TEMT humana (O95050)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O95050
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo