


Anticuerpo Policlonal Anti-Ing1 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Uk53

Número de artículo: CM0027577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ING1 humano, validado para WB y ELISA. ING1 es un supresor tumoral que coopera con p53 en la regulación del crecimiento celular. Peso molecular predicho: 47kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ING1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3621
GeneID	3621
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 80-180 de ING1 humano (NP_937862.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK53
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo